


FLOCKENEISBEREITER FÜR DAS LABOR & DIE MEDIZINTECHNIK

MS
Laborgeräte
MS-L GmbH
www.MS-L.de



 **Scotsman**[®]
Ice Systems

AF 80



Leistung in 24 Std.
Speicherinhalt
Stromanschluss
Leistungsaufnahme
Gewicht
Abmessungen

bis 70 kg (bei 10 °C Wassertemp./10 °C Umgebungstemp.)
25 kg
230/50/1
330 Watt
51 kg
535 mm Breite
626 mm Tiefe
933 mm Höhe mit Füßen
813 mm Höhe ohne Füße
Edelstahl, luftgekühlt oder wassergekühlt

Ausführung

AF 100



Leistung in 24 Std.
Speicherinhalt
Stromanschluss
Leistungsaufnahme
Gewicht
Abmessungen

bis 85 kg (bei 15°C Wassertemperatur)
32 kg
230/50/1
400 Watt
63 kg
592 mm Breite
622 mm Tiefe
1126 mm Höhe mit Füßen
1006 mm Höhe ohne Füße
Edelstahl, luftgekühlt

Ausführung

AF 200



Leistung in 24 Std.
Speicherinhalt
Stromanschluss
Leistungsaufnahme
Gewicht
Abmessungen

bis 120 kg (bei 10 °C Wassertemp./10 °C Umgebungstemp.)
32 kg
230/50/1
520 Watt
65 kg
592 mm Breite
622 mm Tiefe
1126 mm Höhe mit Füßen
1006 mm Höhe ohne Füße
Edelstahl, luftgekühlt oder wassergekühlt

Ausführung

AF 20



Leistung in 24 Stunden
Speicherinhalt
Stromanschluss
Leistungsaufnahme
Gewicht
Abmessungen

bis 120 kg (bei 10 °C Wassertemp./10 °C Umgebungstemp.)
70 kg
230/50/1
760 Watt
81 kg
977 mm Breite
622 mm Tiefe
1126 mm Höhe mit Füßen
1006 mm Höhe ohne Füße
Edelstahl, luftgekühlt oder wassergekühlt

Ausführung

Flocken-Eisbereiter mit Speicher

AF 30



Leistung in 24 Stunden	bis 200 kg (bei 10 °C Wassertemp./10 °C Umgebungstemp.)
Speicherinhalt	70 kg
Stromanschluss	230/50/1
Leistungsaufnahme	760 Watt
Gewicht	82 kg
Abmessungen	977 mm Breite 622 mm Tiefe 1126 mm Höhe mit Füßen 1006 mm Höhe ohne Füße
Ausführung	Edelstahl, luftgekühlt oder wassergekühlt

Flocken-Eisbereiter ohne Speicher

MF 22



Leistung in 24 Std.	bis 120 kg (bei 10 °C Wassertemp./ 10 °C Umgebungstemp.)
Speicherinhalt	siehe unten
Stromanschluss	230/50/1
Leistungsaufnahme	500 Watt
Gewicht	45 kg
Abmessungen	560 mm Breite 533 mm Tiefe 525 mm Höhe
Ausführung	Edelstahl, luftgekühlt oder wassergekühlt

Speicherempfehlung* B 190, Inhalt bis 90 kg € 891,-

MF 30



Leistung in 24 Std.	bis 200 kg (bei 10 °C Wassertemp./ 10 °C Umgebungstemp.)
Speicher	siehe unten
Stromanschluss	230/50/1
Leistungsaufnahme	760 Watt
Gewicht	49 kg
Abmessungen	560 mm Breite 533 mm Tiefe 525 mm Höhe
Ausführung	Edelstahl, luftgekühlt oder wassergekühlt

Speicherempfehlung* B 190, Inhalt bis 90 kg € 891,-

MF 41



Super-Flocken-Eisbereiter

Leistung in 24 Std.	bis 320 kg (bei 10 °C Wassertemp./ 10 °C Umgebungstemp.)
Speicher	siehe unten
Stromanschluss	230/50/1
Leistungsaufnahme	1200 Watt
Gewicht	79 kg
Abmessungen BxTxH	535 x 660 x 705 mm
Ausführung	Edelstahl, luftgekühlt oder wassergekühlt

Speicherempfehlung* BH 550, Inhalt bis 235 kg € 1.379,-
Abdeckplatte KBT 14 € 173,-



Flockeneis für das Labor und die Medizintechnik

Scotsman Flockeneis wird in einem patentierten, stehenden Edelstahlverdampfer gefroren und mit einer Spezial-Schnecke zum Kopf des Zylinders gefördert. Dort wird es durch einen Eisbrecher in verschiedenen große Stücke zerbrochen und fällt als hartes, trockenes Flockeneis in den Ein- oder Unterbauspeicher.

Temperatur. Das Flockeneis hat eine Temperatur von $-0,5^{\circ}\text{C}$ und hat durch seine große unregelmäßige Oberfläche einen großen Kühleffekt.

Eissorte. Speziell die kompakten Flockeneisbereiter von Scotsman produzieren ein sehr feines Eis. Dieses ist optimal für den Einsatz im Laborbereich und für therapeutische Zwecke.

Modelle. Eine große Auswahl an Flocken-Eisbereitern und Speichern schafft die individuelle Lösung für jeden Bedarf.

Elektronik. Alle Flocken-Eisbereiter werden durch die ausgereifte Scotsman Elektronik gesteuert. Sie misst alle Betriebsdaten und stellt die Eismaschine optimal auf diese Werte ein. So ist auch unter schwierigen Betriebsbedingungen eine optimale Leistung gewährleistet.

VE-Wasser. Alle Modelle sind gegen einen geringen Aufpreis auch mit Sonderausstattung für VE-Wasser erhältlich.

**Größere Flockeneisbereiter,
Würfeisbereiter und Eisspeicher
auf Anfrage.**

**Scotsman Flockeneisbereiter
sind zertifiziert:**



Ihr Fachhändler:

MS Laborgeräte
Schönbornstr. 7
D-69234 Dielheim bei Heidelberg
Tel: 06222 / 93 56-60
Fax: 06222 / 93 56-66
www.MS-l.de * info@MS-L.de